



Intellical PHC805 Laboratuvar Tipi Genel Amaçlı Yeniden Doldurulabilir Cam pH Elektrotu, 1 m Kablo

Ürün Numarası: **PHC80501**
TRY Fiyat: Bize Ulaşın

Intellical PHC805; yerleşik sıcaklık sensörüne sahip, dijital kombine pH elektrotudur. PHC805, seramik gözenekli pim referans bağlantı noktasına sahip, yeniden doldurulabilir bir elektrottur. Bu laboratuvar tipi cam pH elektrotu, sulu numuneler için genel laboratuvar amaçlı uygulamalarda pH ölçümü için idealdir. Probla birlikte bir adet 50 mL'lik doymuş KCl 3 M Elektrot Dolum Çözültisi şişesi verilir. PHC805; organik çözücülerde, düşük iyonik kuvvetli ortamlarda, atık suda, yüksek miktarda katı madde içeren veya yüksek alkali değeri olan numune türlerinde kullanıma uygun değildir.

Yeniden doldurulabilir, cam gövdeli elektrot olağanüstü değer ve uzun kullanım ömrü sağlar

Cam gövdeli elektrot, kimyasal maddelere karşı dirençlidir ve kolay temizlenir. Yeniden doldurulabilir referans, tipik olarak jel dolgululu elektrotlara göre daha uzun kullanım ömrü sağlar.

Intellical dijital probalar, ölçüm geçmişinde üstün izlenebilirlik sağlar

Her ölçüm için kayıtlı zaman ve tarih etiketi, operatör ve numune kimliği, kalibrasyon geçmişi, parametre ve prob seri numarası.

Intellical dijital probalar, yeniden kalibrasyon gerektiğinde kullanıcıyı uyarır

İşi tahmine bırakmadan, tüm ölçümlerde en güvenilir ve en doğru sonuçlar elde edilir.

Intellical dijital problemleri, yeniden kalibre edilmesine veya ölçüm ayarlarının yeniden girilmesine gerek kalmadan ölçüm cihazları arasında taşınabilir

Birden fazla HQD serisi laboratuvar tipi ve portatif ölçüm cihazı bulunan çok kullanıcıli ortamlar için idealdir.

Teknik özellikler

Ağırlık:	0,1 kg
Bağlantı Noktası:	Gözenekli Pin Bağlantı Noktası
Çözünürlük:	0,001/0,01/0,1
Doğruluk:	±0,02 pH
Doldurma çözeltisi:	3 M KCl (#2756559)
Elektrot tipi:	Red Rod / Yeniden Doldurulabilir Referans Elemanı
Garanti:	12 aylar
Kablo Uzunluğu:	1 m
Kit?:	Hayır
Kutudakiler:	Intellical PHC805 Laboratuvar Tipi pH elektrotu (ucunda saklama şişesi ile), 1 m kablo, 5 mL'lik referans elektrolit dolum çözeltisi (KCl 3 M çözeltisi) şişesi, kalibrasyon sertifikası ve Temel Kullanıcı Kılavuzu.
Ölçüm aralığı:	0 - 14 pH
Parametre:	pH
Prob türü:	Standart

Referans:	Ag/AgCl
Sensor material:	Cam
Sensör türü:	pH Cam
Sıcaklık aralığı:	0 - 80°C
Sıcaklık çözünürlüğü:	0,1°C
Sıcaklık doğruluğu:	± 0,3°C
Sodium (Alkalinity) error:	<pH 14'te 1 M NaOH'de 0,3 pH
Termistör:	ATC
Test Gereklilikleri:	Gereken Parametre: pH
	Minimum Numune Derinliği (mm): 18
Ürün Kiti:	Model: PHC805
	Dahil Olan Aksesuarlar: Yok
Uygulama:	High Performance (0 to 80 °C)
Uzunluk:	200 mm
Yöntem Türü:	Laboratuvar: RedRod / Yeniden Doldurulabilir Referans Elemanı

Kutudakiler

Intellical PHC805 Laboratuvar Tipi pH elektrotu (ucunda saklama şişesi ile), 1 m kablo, 5 mL'lik referans elektrolit dolum çözeltisi (KCl 3 M çözeltisi) şişesi, kalibrasyon sertifikası ve Temel Kullanıcı Kılavuzu.

Gerekli Aksesuarlar

- pH Saklama Çözeltisi (3 M Potasyum Klorür); 50 mL (Item 2756559)