



Mangan reaktif seti, 0,005 - 0,7 mg/L Mn

Ürün Numarası:

LCW632

Tehlikeli

TRY Fiyat:

Bize Ulaşın



TMB ile Mangan tayini için siyanür içermeyen reaktif seti

Teknik özellikler

Cihaz:	DR3900, DR6000, DR2800, DR3800, DR5000
Metot:	TMB
Ölçüm aralığı:	0,005 - 0,7 mg/L Mn
Ölçüm aralığı (2):	Ultra Düşük Aralık
Önemli açıklamalar:	LZP341 50 mm dikdörtgen kuvvet gerekli
Parametre:	Mangan
Platform:	LCW
Saklama koşulları:	4 - 8 °C (ışıktan koruyun)
Test sayısı:	50