



Sension+ Kombine jel pH elektrodu (genel kullanım)

Ürün Numarası: LZW5010T.97.002
TRY Fiyat: Bize Ulaşın
Teslimat tarihi için arayın

Jel dolgulu, seramik diyaframlı, düşük maliyetli pH elektrodu. Otomatik sıcaklık kompanzasyonu. Polikarbonat gövde. Aralık 0-14 pH, 0-80 °C. 1 m kablo. Masa üstü ölçüm cihazı için.

Az bakım gerektiren bu pH elektrodu, genel olarak sulu ortamlardaki ölçümler için uygundur. Saklama koruyucusu kırılmayı önler ve diyaframda aşırı basınç oluşmasına engel olur.

Automatic temperature compensation
Bulit-in Pt1000 temperature sensor.

Inclusive storage protector.

Teknik özellikler

Boyutlar (D x U):	12 mm x 130 mm
Doğruluk:	MM374 Ölçüm Cihazı ile 0,002 pH
Doldurma çözeltisi:	Yeniden doldurulamayan jel
Garanti:	6 aylar
Kablo Uzunluğu:	1 m
Konektör:	BNC for pH + Banana for Pt 1000
Malzeme:	Sensör Gövdesi: Polikarbonat
Ölçüm aralığı:	0 - 14 pH
Önemli özellik:	Seramik diyafram
Parametre:	pH
Prob bağlantı noktası:	Seramik pin
Prob türü:	Laboratuvar
Sensör türü:	Cam
Sıcaklık aralığı:	Sürekli kullanım: 0 – 80 °C
Sıcaklık sensörü:	Pt 1000
Termistör:	Pt1000
Uzunluk:	130 mm