



MM150 için Sension+ Çoklu sensör 5048, pH, EC, ORP ve Sıcaklık sensörü, plastik gövde

Ürün Numarası: LZW5048.97.0002
TRY Fiyat: Bize Ulaşın
Mevcut

pH (0-14), ORP (± 2000 mV), iletkenlik (25-30000 $\mu\text{S}/\text{cm}$) ve sıcaklık (0-80°C) için çoklu sensör. Otomatik sıcaklık kompanzasyonu. Kablo uzunluğu 1,5 m. SENSION+ MM150 multimetreye özel.

Polikarbonat gövde, jel elektrolit ve seramik diyafram ile.

Takılabilir kalibrasyon tüpleri elektroda vidalanabilir (yalnızca 2 mL tampon veya standart). Saklama koruyucusu kırılmayı önler ve diyafram üzerine aşırı basınç oluşmasına engel olur.

Hassas

Kolay kullanım

Dayanıklı ve sağlam

Teknik özellikler

Boyutlar (D x U):	12 mm x 85 mm
Doğruluk:	MM150 Ölçüm Cihazı ile %0,50 EC
Doldurma çözeltisi:	Yeniden doldurulamayan jel
Garanti:	6 aylar
Kablo Uzunluğu:	1.5 m
Konektör:	Sension+ MP8
Malzeme:	Sensör Gövdesi: Polikarbonat
Ölçüm aralığı:	ORP: ± 2000 mV mV
Ölçüm aralığı (2):	pH: 0 - 14 pH
Ölçüm aralığı (3):	İletkenlik: 20 $\mu\text{S}/\text{cm}$ - 200 mS/cm
Önemli özellik:	pH, İletkenlik, ORP
Parametre:	pH, ORP, Conductivity
Prob bağlantı noktası:	Seramik
Prob türü:	Portatif kombine pH, ORP, iletkenlik
Sensör türü:	pH: Cam ORP: Platin

	İletkenlik: Platin
Sıcaklık aralığı:	0 - 80 °C
Sıcaklık sensörü:	Pt 1000
Termistör:	Pt1000
Tür:	Portatif
Uzunluk:	85 mm