



## KOİ küvet testi - ISO 15705, 0-150 mg/L O<sub>2</sub>

Ürün Numarası:

LCI500

TRY Fiyat:

Bize Ulaşın

Tehlikeli



### LCK küvet testleri: Minimum reaktif miktarı, maksimum güvenlik.

Maksimum güvenlik için önceden dozlanmış reaktifler. Kolay kullanım ve fotometrik değerlendirme için tam donanımlı paket. Yasal limitlere uygun. Daha az kimyasal kullanımı sayesinde çevre dostu.

### ISO onaylı formülün tam konsantrasyonları

Son derece doğru

Önceden dozlanmış ve kullanıma hazır

Toksik reaktifle temas yoktur

Atık/geri dönüşüm hizmeti

### Teknik özellikler

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Cihaz:                | DR3900, DR6000, DR1900       |
| Hangi standarda göre: | ISO 15705                    |
| Metot:                | Dikromat                     |
| Ölçüm aralığı:        | 0 - 150 mg/L O <sub>2</sub>  |
| Parametre:            | KOİ                          |
| Platform:             | LCK                          |
| Saklama koşulları:    | 15 - 25 °C (ışıktan koruyun) |
| Sindirim gereklidir:  | Evet                         |
| Standart metot:       | ISO 15705                    |
| Tanım:                | Kimyasal Oksijen İhtiyacı    |
| Test sayısı:          | 24 test, bir kör             |

### Gerekli Aksesuarlar

- Gloves, Disposable, Powder Free, Nitrile, Large (Item 2550503)