



Kromik asit banyoları küvet testi 0,5-450 g/L CrO₃

Ürün Numarası:

LCK213

Tehlikeli

TRY Fiyat:

Bize Ulaşın



Hach küvet testleri: Minimum reaktif miktarı, maksimum güvenlik.

Maksimum güvenlik için önceden dozlanmış reaktifler. Kolay kullanım ve fotometrik değerlendirme için tam donanımlı paket. Daha az kimyasal kullanımı sayesinde çevre dostu.

Teknik özellikler

Cihaz:	DR3900, DR6000, DR1900
Metot:	Asıl Banyo Rengi
Ölçüm aralığı:	0,5 - 5,0 g/L CrO ₃
Ölçüm aralığı (2):	50 - 450 g/L CrO ₃
Parametre:	Kromik asit
Platform:	LCK
Saklama koşulları:	15 - 25 °C
Tanım:	Asidik Krom kaplama banyoları, galvanik krom banyolar
Test sayısı:	25

Gerekli Aksesuarlar

- Gloves, Disposable, Powder Free, Nitrile, Large (Item 2550503)