



Be Right™



Potasyum küvet testi, 5-50 mg/L K

Ürün Numarası:

LCK228

TRY Fiyat:

Bize Ulaşın

Tehlikeli



LCK küvet testleri: Minimum reaktif miktarı, maksimum güvenlik.

Maksimum güvenlik için önceden dozlanmış reaktifler. Kolay kullanım ve fotometrik değerlendirme için tam donanımlı paket. Yasal limitlere uygun. Daha az kimyasal kullanımı sayesinde çevre dostu.

Kesin ve güvenilir ölçüm değerleri

Kapalı sistem ve düşük reaktif miktarları sayesinde kullanıcılar için maksimum güvenlik

Doğru ve tam olarak gereken miktarda dozlanan reaktifler

Barkod sayesinde fotometrede otomatik olarak tanıma

Renk kodlaması yoluyla testler ve ölçüm aralıkları arasında farklılık oluşturma

Teknik özellikler

| | |
|--------------------|------------------------|
| Cihaz: | DR3900, DR6000, DR1900 |
| Metot: | Kalignost |
| Ölçüm aralığı: | 5 - 50 mg/L K |
| Parametre: | Potasyum |
| Platform: | LCK |
| Saklama koşulları: | 15 - 25 °C |
| Test sayısı: | 25 |

Gerekli Aksesuarlar

- Gloves, Disposable, Powder Free, Nitrile, Large (Item 2550503)