



Be Right™



Amonyum küvet testi, 0,015-2,0 mg/L NH₄-N

Ürün Numarası:

LCK304

Tehlikeli

TRY Fiyat:

Bize Ulaşın

!

LCK 304
Ammonium
LCK 304

HACH

!

!

!

!

LCK küvet testleri: Minimum reaktif miktarı, maksimum güvenlik.

Maksimum güvenlik için önceden dozlanmış reaktifler. Kolay kullanım ve fotometrik değerlendirme için tam donanımlı paket. Yasal limitlere uygun. Daha az kimyasal kullanımı sayesinde çevre dostu.

Kesin ve güvenilir ölçüm değerleri

Kapalı sistem ve düşük reaktif miktarları sayesinde kullanıcılar için maksimum güvenlik

Doğru ve tam olarak gereken miktarda dozlanan reaktifler

Fotometrede otomatik tanımlama ve Truecal kalibrasyon için barkod etiketi

Renk kodlaması yoluyla testler ve ölçüm aralıkları arasında farklılık oluşturma

Teknik özellikler

Cihaz: DR3900, DR6000, DR1900

Hangi standarda göre: ISO 7150-1, DIN 38406 E5-1, UNI 11669:2017, ISO 23695

Metot: İndofenol Mavisi

Ölçüm aralığı: 0,015 - 2,0 mg/L NH₄-N

Ölçüm aralığı (2): 0,02 - 2,5 mg/L NH₄

Parametre: Amonyum

Platform: LCK

Saklama koşulları: 2 - 8 °C (buzdolabında saklayın)

Test sayısı: 25

Truecal: Evet

Gerekli Aksesuarlar

- Gloves, Disposable, Powder Free, Nitrile, Large (Item 2550503)