



Be Right™

## Kurşun küvet testi 0,1-2,0 mg/L Pb

Ürün Numarası:

LCK306

Tehlikeli

TRY Fiyat:

Bize Ulaşın



### LCK küvet testleri: Minimum reaktif miktarı, maksimum güvenlik.

Kullanıma hazır, kolayca kullanılabilen ve maksimum güvenlik sağlayan çevre dostu fotometrik değerlendirme sistemi

#### Kesin ve güvenilir ölçüm değerleri

Kapalı sistem ve düşük reaktif miktarları sayesinde kullanıcılar için maksimum güvenlik

Doğru ve tam olarak gereken miktarda dozlanan reaktifler

Barkod sayesinde fotometrede otomatik olarak tanınma

Renk kodlaması yoluyla testler ve ölçüm aralıkları arasında farklılık oluşturma

### Teknik özellikler

Cihaz: DR3900, DR6000, DR1900

Metot: PAR

Ölçüm aralığı: 0,1 - 2,0 mg/L Pb

Önemli açıklamalar: Toplam Kurşun sindirimini için CRACK SET LCW902 kullanın

Parametre: Kurşun

Platform: LCK

Saklama koşulları: 15 - 25 °C

Test sayısı: 25

### Gerekli Aksesuarlar

- Gloves, Disposable, Powder Free, Nitrile, Large (Item 2550503)