



Formaldehit küvet testi 0,5-10 mg/L H₂CO

Ürün Numarası: LCK325
TRY Fiyat: Bize Ulaşın

LCK küvet testleri: Minimum reaktif miktarı, maksimum güvenlik.

Maksimum güvenlik için önceden dozlanmış reaktifler. Kolay kullanım ve fotometrik değerlendirme için tam donanımlı paket. Daha az kimyasal kullanımı sayesinde çevre dostu.

Kesin ve güvenilir ölçüm değerleri

Kapalı sistem ve düşük reaktif miktarları sayesinde kullanıcılar için maksimum güvenlik

Doğru ve tam olarak gereken miktarda dozlanan reaktifler

Barkod sayesinde fotometrede otomatik olarak tanınma

Renk kodlaması yoluyla testler ve ölçüm aralıkları arasında farklılık oluşturma

Teknik özellikler

Cihaz:	DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800, DR5000
Metot:	Asetilaseton
Ölçüm aralığı:	0,5 - 10 mg/L H ₂ CO
Parametre:	Formaldehit
Platform:	LCK
Saklama koşulları:	15 - 25 °C
Test sayısı:	24 (test, sıfır çözeltisi içerir)

Gerekli Aksesuarlar

- Gloves, Disposable, Powder Free, Nitrile, Large (Item 2550503)