



Niřasta kvet testi 2-150 mg/L

rn Numarası:

LCK357

TRY Fiyat:

Bize Ulařın

Tehlikeli



Maksimum gvenlik iin nceden dozlanmış reaktifler. Kolay kullanım ve fotometrik deęerlendirme iin tam donanımlı paket. Daha az kimyasal kullanımı sayesinde evre dostu.

Teknik zellikler

Cihaz:	DR3900, DR6000, DR1900
EPA uygunluęu:	Uygulanamaz
Metot:	Hach Yntemi
lm aralıęı:	2 - 150 mg/L Niřasta
Parametre:	Niřasta
Platform:	LCK
Saklama kořulları:	15 - 25 C
Tanım:	znr Niřasta iin kvet testi
Test sayısı:	25

Gerekli Aksesuarlar

- Gloves, Disposable, Powder Free, Nitrile, Large (Item 2550503)