



Kalay küvet testi 0,1-2 mg/L Sn

Ürün Numarası:

LCK359

TRY Fiyat:

Bize Ulaşın

Tehlikeli



LCK küvet testleri: Minimum reaktif miktarı, maksimum güvenlik.

Maksimum güvenlik için önceden dozlanmış reaktifler. Kolay kullanım ve fotometrik değerlendirme için tam donanımlı paket. Daha az kimyasal kullanımı sayesinde çevre dostu.

Kesin ve güvenilir ölçüm değerleri

Kapalı sistem ve düşük reaktif miktarları sayesinde kullanıcılar için maksimum güvenlik

Doğru ve tam olarak gereken miktarda dozlanan reaktifler

Barkod sayesinde fotometrede otomatik olarak tanınma

Renk kodlaması yoluyla testler ve ölçüm aralıkları arasında farklılık oluşturma

Teknik özellikler

Cihaz:	DR3900, DR6000, DR1900
EPA uygunluğu:	Uygulanamaz
Metot:	Pyridinfluoron (PYF)
Ölçüm aralığı:	0,1 - 2,0 mg/L Sn
Önemli açıklamalar:	"Çözünür kalay" terimiyle bir oksitleyici ajanın bulunduğu hidroklorik asit ortamında çözünmüş biçime dönüştürülebilen kompleks veya çözünmemiş kalay bileşikler (örn., kalay-NTA kompleksi) ifade edilmektedir. Çözünmüş kalay (II) ve (IV) iyonlar
Parametre:	Kalay
Platform:	LCK
Saklama koşulları:	2 - 8 °C (buzdolabında saklayın)
Sindirim gereklidir:	evet
Tanım:	çözünür Kalay
Test sayısı:	24 (test, sıfır çözeltisi içerir)

Gerekli Aksesuarlar

- Gloves, Disposable, Powder Free, Nitrile, Large (Item 2550503)