



Asit kapasitesi - KS4.3, küvet testi, 0,5-8,0 mmol/L

Ürün Numarası: LCK362
TRY Fiyat: Bize Ulaşın

LCK küvet testleri: Minimum reaktif miktarı, maksimum güvenlik.

Kullanıma hazır, kolayca kullanılabilen ve maksimum güvenlik sağlayan çevre dostu fotometrik değerlendirme sistemi

Kesin ve güvenilir ölçüm değerleri

Kapalı sistem ve düşük reaktif miktarları sayesinde kullanıcılar için maksimum güvenlik

Doğru ve tam olarak gereken miktarda dozlanan reaktifler

Barkod sayesinde fotometrede otomatik olarak tanınma

Renk kodlaması yoluyla testler ve ölçüm aralıkları arasında farklılık oluşturma

Teknik özellikler

Cihaz:	DR3900, DR6000, DR1900
EPA uygunluğu:	Uygulanamaz
Metot:	Hach Yöntemi
Ölçüm aralığı:	0,5 - 8,0 mmol/L
Ölçüm aralığı (2):	25 - 400 mg/L CaCO ₃
Parametre:	Asit kapasitesi
Platform:	LCK
Saklama koşulları:	15 - 25 °C
Tanım:	KS _{4,3} /Kalsiyum Karbonat CaCO ₃
Test sayısı:	25

Gerekli Aksesuarlar

- Gloves, Disposable, Powder Free, Nitrile, Large (Item 2550503)