



Demir eser küvet testi 0,01-1,0 mg/L Fe, 20 test

Ürün Numarası:

LCK521

Tehlikeli

TRY Fiyat:

Bize Ulaşın



LCK küvet testleri: Minimum reaktif miktarı, maksimum güvenlik.

Maksimum güvenlik için önceden dozlanmış reaktifler. Kolay kullanım ve fotometrik değerlendirme için tam donanımlı paket. Daha az kimyasal kullanımı sayesinde çevre dostu.

50 mm dikdörtgen küvetlerle + Dosicaps rahat kullanım

Ultra düşük aralık konsantrasyonlarının analizi için en yüksek doğruluk

Teknik özellikler

Cihaz:	DR3900, DR6000
Hangi standarda göre:	ISO 6332-1988, DIN 38406 E1-1
Metot:	1,10 Fenantrolin
Ölçüm aralığı:	0,01 - 1,0 mg/L Fe
Önemli açıklamalar:	toplam Demir sindirimi için Crack Set LCW902 kullanın
Parametre:	Demir, eser
Platform:	LCK
Saklama koşulları:	15 - 25 °C
Sindirim gereklidir:	Evet, Toplam Demir için
Tanım:	Demir eser 50 mm küvet testi
Test sayısı:	20

Gerekli Aksesuarlar

- Gloves, Disposable, Powder Free, Nitrile, Large (Item 2550503)