



Nikel eser küvet testi 0,05-1,0 mg/L Ni

Ürün Numarası:

LCK537

TRY Fiyat:

Bize Ulaşın

Tehlikeli



LCK küvet testleri: Minimum reaktif miktarı, maksimum güvenlik.

Maksimum güvenlik için önceden dozlanmış reaktifler. Kolay kullanım ve fotometrik değerlendirme için tam donanımlı paket. Yasal limitlere uygun. Daha az kimyasal kullanımı sayesinde çevre dostu.

50 mm dikdörtgen küvetlerle rahat kullanım

Ultra düşük aralık konsantrasyonlarının analizi için en yüksek doğruluk

Teknik özellikler

Cihaz:	DR3900, DR6000
EPA uygunluğu:	Uygulanamaz
Metot:	Dimetilglioksim
Ölçüm aralığı:	0,05 - 1,0 mg/L Ni
Önemli açıklamalar:	Toplam Nikel sindirimi için Crack Set LCW902 kullanın
Parametre:	Nikel, eser
Platform:	LCK
Saklama koşulları:	2 - 8 °C (buzdolabında saklayın)
Sindirim gereklidir:	Evet, toplam Nikel için
Tanım:	Nikel eser, 50 mm dikdörtgen küvet testi
Test sayısı:	20

Gerekli Aksesuarlar

- Gloves, Disposable, Powder Free, Nitrile, Large (Item 2550503)