



Nitrit eser küvet testi 0,0015-0,03 mg/L NO₂-N

Ürün Numarası:

LCK541

Tehlikeli

TRY Fiyat:

Bize Ulaşın



LCK küvet testleri: Minimum reaktif miktarı, maksimum güvenlik.

Maksimum güvenlik için önceden dozlanmış reaktifler. Kolay kullanım ve fotometrik değerlendirme için tam donanımlı paket. Daha az kimyasal kullanımı sayesinde çevre dostu.

Teknik özellikler

Cihaz:	DR3900, DR6000
Hangi standarda göre:	EN ISO 26777, DIN 38405 D10
Metot:	Diazotizasyon
Ölçüm aralığı:	0,0015 - 0,03 mg/L NO ₂ -N
Ölçüm aralığı (2):	0,005 - 0,1 mg/L NO ₂
Önemli açıklamalar:	LCK 541 reaktif seti ve LKP341 (10 adet 50 mm yarı mikro plastik küvet) içerir
Parametre:	Nitrit, eser
Platform:	LCK
Saklama koşulları:	2 - 8 °C
Tanım:	Nitrit eser küvet testi
Test sayısı:	50

Gerekli Aksesuarlar

- Gloves, Disposable, Powder Free, Nitrile, Large (Item 2550503)