



Be Right™



BOİ₅ küvet testi 0,5-12,0 mg/L O₂

Ürün Numarası:

LCK554

Tehlikeli

TRY Fiyat:

Bize Ulaşın



LCK küvet testleri: Minimum reaktif miktarı, maksimum güvenlik.

Maksimum güvenlik için önceden dozlanmış reaktifler. Kolay kullanım ve fotometrik değerlendirme için tam donanımlı paket. Daha az kimyasal kullanımı sayesinde çevre dostu.

Kesin ve güvenilir ölçüm değerleri

Kapalı sistem ve düşük reaktif miktarları sayesinde kullanıcılar için maksimum güvenlik

Doğru ve tam olarak gereken miktarda dozlanan reaktifler

Barkod sayesinde fotometrede otomatik olarak tanınma

Renk kodlaması yoluyla testler ve ölçüm aralıkları arasında farklılık oluşturma

Teknik özellikler

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Cihaz: | DR3900, DR6000, DR1900 |
| Hangi standarda göre: | EN 1899-1 |
| Metot: | Seyreltme Yöntemi |
| Ölçüm aralığı: | 0,5 - 12 mg/L O ₂ |
| Package settings: | LCK |
| Parametre: | BOİ ₅ |
| Platform: | LCK |
| Saklama koşulları: | 2 - 8 °C (buzdolabında saklayın) |
| Test sayısı: | 20 |
| Uygulama: | Biyolojik Oksijen İhtiyacı, 5 gün |

Gerekli Aksesuarlar

- Gloves, Disposable, Powder Free, Nitrile, Large (Item 2550503)