



**Be Right™**



## KOİ küvet testi, 5-60 g/L O<sub>2</sub>

Ürün Numarası:

LCK914

TRY Fiyat:

Bize Ulaşın

Tehlikeli



### LCK küvet testleri: Minimum reaktif miktarı, maksimum güvenlik.

Maksimum güvenlik için önceden dozlanmış reaktifler. Kolay kullanım ve fotometrik değerlendirme için tam donanımlı paket. Yasal limitlere uygun. Daha az kimyasal kullanımı sayesinde çevre dostu.

**Kesin ve güvenilir ölçüm değerleri**

**Kapalı sistem ve düşük reaktif miktarları sayesinde kullanıcılar için maksimum güvenlik**

**Doğru ve tam olarak gereken miktarda dozlanan reaktifler**

**Fotometrede otomatik tanımlama ve Truecal kalibrasyon için barkod etiketi**

**Renk kodlaması yoluyla testler ve ölçüm aralıkları arasında farklılık oluşturma**

---

### Teknik özellikler

Cihaz:	DR3900, DR6000, DR1900
Hangi standarda göre:	ISO 6060-1989, DIN 38409-H41-H44
Metot:	Dikromat
Ölçüm aralığı:	5 - 60 g/L O <sub>2</sub>
Parametre:	KOİ
Platform:	LCK
Saklama koşulları:	15 - 25 °C (ışıktan koruyun)
Tanım:	Kimyasal Oksijen İhtiyacı
Test sayısı:	25
Truecal:	Evet

---

### Gerekli Aksesuarlar

- Gloves, Disposable, Powder Free, Nitrile, Large (Item 2550503)