



Formaldehit eser miktar küvet testi 0,01-1,0 mg/L H₂CO

Ürün Numarası: LCS325
TRY Fiyat: Bize Ulaşın

Teknik özellikler

Cihaz:	DR3900, DR6000, DR2800, DR3800, DR5000
Metot:	Asetilaseton
Ölçüm aralığı:	0,01 - 1,0 mg/L H ₂ CO
Önemli açıklamalar:	Değerlendirme için 50 mm yarı mikro dikdörtgen küvetler gerekir.
Parametre:	Formaldehit, eser miktar
Platform:	LCK
Saklama koşulları:	15 - 25 °C
Sindirim gereklidir:	evet
Test sayısı:	24 (test, sıfır çözeltisi içerir)

Gerekli Aksesuarlar

- Gloves, Disposable, Powder Free, Nitrile, Large (Item 2550503)