



Mangan reaktif seti, 0,005 - 0,5 mg/L Mn

Ürün Numarası:

LCW532

TRY Fiyat:

Bize Ulaşın

Tehlikeli



For determination of Manganese by the PAN method.

Teknik özellikler

Metot:	1-(2-piridilazo)-2-naftol (PAN)
Ölçüm aralığı:	0,005 - 0,5 mg/L Mn
Önemli açıklamalar:	LZP341 50 mm dikdörtgen küvet gerekli
Parametre:	Mangan
Saklama koşulları:	15 - 25 °C
Tanım:	Mangan için reaktif seti
Test sayısı:	50

Gerekli Aksesuarlar

- Numune hücresi, 50 mm dikdörtgen PMMA, 10 adet. (Item LZP341)