



Kazan suyu için indirgeme ajanı reaktif seti

Ürün Numarası:

LCW250

Tehlikeli

TRY Fiyat:

Bize Ulaşın



0,05-1,0 mg/L DEHA konsantrasyonları için

Teknik özellikler

Metot:	Demir İndirgeme Yöntemi
Ölçüm aralığı:	0,05 - 1,0 mg/L DEHA
Parametre:	İndirgeme ajanı
Saklama koşulları:	15 - 25 °C
Tanım:	Kazan suyu için indirgeme ajanları (Oksijen Tutucular)
Test sayısı:	100

Gerekli Aksesuarlar

- Gloves, Disposable, Powder Free, Nitrile, Large (Item 2550503)