



Küvet Testi, Permanganat İndeksi; 0,5 - 10 mg/L O₂ (CODMn)

Ürün Numarası:

LCK394

TRY Fiyat:

Bize Ulaşın

Tehlikeli



LCK küvet testleri: Minimum reaktif miktarı, maksimum güvenlik.

Maksimum güvenlik için önceden dozlanmış reaktifler. Kolay kullanım ve fotometrik değerlendirme için tam donanımlı paket. Daha az kimyasal kullanımı sayesinde çevre dostu.

Kesin ve güvenilir ölçüm değerleri

Kapalı sistem ve düşük reaktif miktarları sayesinde kullanıcılar için maksimum güvenlik

Doğru ve tam olarak gereken miktarda dozlanan reaktifler

Barkod sayesinde fotometrede otomatik olarak tanınma

Teknik özellikler

Cihaz:	DR1900, DR3900, DR6000, DR2800, DR3800, DR5000
EPA uygunluğu:	Uygulanamaz
Hangi standarda göre:	ISO 8467
Metot:	Permanganat
Ölçüm aralığı:	0,5 - 10 mg/L O ₂
Parametre:	CODMn
Platform:	LCK
Saklama koşulları:	15 - 25 °C (ışıktan koruyun)
Sindirim gereklidir:	Evet
Standart metot:	ISO 8467
Tanım:	Permanganat İndeksi (CODMn)
Test sayısı:	25